

Co jsou žvýkácí trubičky?

Chewy Tubes™ (Žvýkácí trubičky) jsou pokrokovou orálně-motorickou pomůckou, která díky svému odolnému, nejedlému, žvýkatelnému povrchu umožňuje rozvoj kousacích a žvýkácích dovedností. **Chewy Tubes™** byly původně navrženy pro užívání v rámci nového ČELISTNÍHO REHABILITAČNÍHO PROGRAMU, patentované metodologie, jež nabízí Speech Pathology Associates, LLC (Sdružení řečových patologů) pro rozvoj pohybu čelistí pro kousací a žvýkácí dovednosti.

Chewy Tubes™ nabízí bezpečný netoxický povrch pro rozvoj kousacích a žvýkácích dovedností. **Chewy Tubes™** neobsahují latex, olovo, PVC ani ftaláty.

Chewy Tubes™ jsou dostupné ve dvou hravých a atraktivních barvách. Citrónově žluté **Chewy Tubes™** nabízí užší tyčinku, třešňově červené **Chewy Tubes™** nepatrně širší. Všechny barvy **Chewy Tubes™** jsou v souladu s nařízeními Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Péče/čištění

Chewy Tubes™ by měly být prohlédnuty před každým použitím a vyměněny při viditelných známkách opotřebení. **Chewy Tubes™** je možné čistit umytím jemným mýdlem a vodou.

Pro více informací kontaktujte

SPEECH PATHOLOGY ASSOCIATES, LLC
P.O. Box 2289
SOUTH PORTLAND, MAINE 04116
TEL 207-741-2443

www.chewytubes.com
FAX 207-799-2289

CE

Chewy Tubes

Made
in
USA

POKROKOVÁ

Orálně-motorická pomůcka

PRO ROZVOJ KOUSACÍCH A ŽVÝKACÍCH DOVEDNOSTÍ

Pro koho jsou určeny?

Chewy Tubes™ jsou určeny pro děti a dospělé jako bezpečný a efektivní nástroj pro rozvoj kousacích a žvýkacích dovedností. Terapeuti mohou zvolit **Chewy Tubes™** jako doplněk léčby jedinců, kteří rozvíjí své základní orálně-motorické dovednosti nebo prochází rehabilitací čelisti po operaci, traumatu nebo mrtvici. Dospívající, kteří hledají dodatečné proprioceptivní podněty čelistí, mohou **Chewy Tubes™** také používat. Děti ve věku 10 měsíců ocení hmatový podnět, který kousání **Chewy Tubes™** nabízí.



Chewy Tubes™ nejsou doporučeny pro děti do 9 měsíců.

Jak je používat?

Chewy Tubes™ nabízí hmatový podnět na místě stoličky/dásně následovně:

- ❶ Vložte jednu **Chewy Tube™** z boku do úst.
- ❷ Položte tyčinku **Chewy Tube™** na kousací plochu stoličky / dásně.
- ❸ Kousání **Chewy Tube™** pomáhá zlepšit stabilitu čelistí a poskytuje čelistem cenné senzory podněty.

Chewy Tubes™ by měly být vždy používány pod dozorem. Před kousáním **Chewy Tubes™** doporučujeme vyšetření čelistí. Pacienti by měli při užívání **Chewy Tubes™** dodržovat doporučení svého terapeuta nebo pečovatele.

*Malé i velké čelisti při hře i terapii ocení hmatový podnět, který kousání **Chewy Tubes™** nabízí.*

***Chewy Tubes™** nabízí hladký a odolný povrch pro rozvoj kousacích a žvýkacích dovedností.*



Kompletní program na rozvoj kousacích a žvýkacích dovedností viz ČELISTNÍ REHABILITAČNÍ PROGRAM.