

מה הם Chewy Tubes?

Chewy Tubes™ הם מכשיר חדשני למוטוריקה אוראלית שמיועד לספק משטח לעיס וגמיש, בלתי-אכיל, לצורך תרגול כישורי נשיכה ולעיסה. **Chewy Tubes™** תוכננו במקור לשימוש במסגרת התוכנית לשיקום הלסת (JAW REHABILITATION PROGRAM), מתודולוגיה הרשומה כפטנט שנמכרת על ידי חברת Speech Pathology Associates, LLC ומיועדת לפיתוח תנועת לסתות עבור כישורי נשיכה ולעיסה.

Chewy Tubes™ מציעה משטח בטיחותי, בלתי-רעיל, לפיתוח כישורי נשיכה ולעיסה. **Chewy Tubes™** הם נטולי לטקס ונטולי עופרת. בנוסף, הם אינם מכילים פי.וי.סי. או פתאלטים.

ניתן להשיג את **Chewy Tubes™** ב-2 צבעים מהנים ומושכי עין. **Chewy Tubes™** בצבע צהוב לימון הם בעלי גודל גזע קטן יותר ללעיסה, בעוד ש- **Chewy Tubes™** בצבע אדום דובדבן הם בעלי גזע מעט רחב יותר. הצבעים של **Chewy Tubes™** עומדים בכל הדרישות של ה-FDA.

טיפול/ניקוי

יש לבדוק את **Chewy Tubes™** לפני כל שימוש ולהחליף אותם אם מבחינים בסימני בלאי. ניתן לנקות את **Chewy Tubes™** באמצעות רחיצה במים וסבון עדין.

למידע נוסף, נא לפנות אל

SPEECH PATHOLOGY ASSOCIATES, LLC
P.O. Box 2289
SOUTH PORTLAND, MAINE 04116

טל 207-741-2443

פקס 207-799-2289

www.chewytubes.com



Chewy Tubes

(צ'וּאִי טִיובְּס)

מכשיר למוטוריקה אוראלית

חדשני

לפיתוח כישורי נשיכה ולעיסה

מי יכול להשתמש בהם?

Chewy Tubes™ ניתנים לילדים ולמבוגרים ככלי בטוח ואפקטיבי לתרגול כישורי נשיכה ולעיסה. מטפלים עשויים לבחור להשתמש ב- **Chewy Tubes™** לצורך טיפול במי שנזקקים לפתח את כישורי המוטוריקה האוראלית הראשוניים שלהם, או לצורך שיקום הלסת בעקבות ניתוח, טראומה או שבץ. צעירים שזקוקים לחיזוק הקלט הפרופריוצפטיבי ללסת עשויים אף הם להפיק תועלת מנשיכת **Chewy Tubes™**. ילדים מגיל 10 חודשים נהנו מהקלט התחושתית שמספקת הנשיכה של **Chewy Tubes™**.

השימוש ב- Chewy Tubes™ אינו מומלץ לילדים שגילם אינו עולה על 9 חודשים.



כיצד משתמשים בהם?

Chewy Tubes™ מוצעים לצורך מתן קלט תחושתית באזור שבו ממוקמות מערכת השיניים/החניכיים הטוחנות, כדלקמן:

1 יש להכניס יחידת **Chewy Tubes™** אחת בצורה רוחבית לתוך הפה.

2 יש להצמיד את הגזע של יחידת ה- **Chewy Tubes™** למשטח החיתוך של השן/החניכיים הטוחנות.

3 נשיכת **Chewy Tubes™** מסייעת לשפר את יציבות הלסת ומספקת קלט תחושתית רב-ערך ללסת.

השימוש ב- **Chewy Tubes™** צריך להיעשות תמיד תחת השגחה. מומלץ לבצע בדיקה של הלסת לפני מתן **Chewy Tubes™** לנשיכה. על החולים לפעול תמיד על פי הוראות הרופא או המטפל שלהם לצורך שימוש ב- **Chewy Tubes™**.

בעלי לסתות קטנות וגדולות כאחד הפיקו תועלת מהקלט התחושתית שמספקת הנשיכה של **Chewy Tubes™** למטרות הנאה ולמטרות טיפוליות כאחד.



Chewy Tubes™
מספקים משטח חלק וגמיש לצורך פיתוח כישורי נשיכה ולעיסה.

לתוכנית מלאה המיועדת לפיתוח כישורי נשיכה ולעיסה, נא לעיין בתוכנית לשיקום הלסת (JAW REHABILITATION PROGRAM).

