

ما هي تشوي تيوبس؟

تشوي تيوبس™ أداة حركية تستخدم عن طريق الفم صممت لتوفر سطحاً مرناً قابلاً للمضغ وغير قابل للأكل لتعليم مهارات المضغ والعض. تشوي تيوبس™ مُصممة في الأصل للاستخدام من قبل برنامج إعادة تأهيل الفكين، المنهج الذي قامت بابتكاره شركة سبيتش باثولوجي أسوشياتس ش.م.م لتطوير حركة الفكين لتحسين مهارات العض والمضغ. تشوي تيوبس™ توفر سطحاً آمناً خالٍ من المواد السامة لتطوير مهارات العض والمضغ. وتأتي تشوي تيوبس™ خالية من اللاتكس والرباط. كما أنها لا تحتوي على مركبات البولي فينيل كلورايد (PVC) أو مواد الفتاليت (المستخدمة في تليين بلاستيك البولي فينيل كلورايد). تشوي تيوبس™ تأتي في اثنين من الألوان الجذابة والشيقة. تشوي تيوبس™ باللون الأصفر الليموني تأتي بجذع أصغر حجماً للمضغ، بينما تأتي تشوي تيوبس™ ذات لون الكرز الأحمر بجذع أعرض قليلاً. وجميع ألوان تشوي تيوبس™ متوافقة مع معايير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

العناية/التنظيف

يجب فحص قطعة تشوي تيوبس™ قبل استخدامها، وذلك في كل مرة، كما يجب استبدال القطعة بأخرى في حالة ظهور أعراض البلى والتآكل عليها. ويمكن تنظيف قطعة تشوي تيوبس™ باستخدام الصابون والماء الفاتر.

الممثل المعتمد

Kapitex Healthcare Ltd., Tel +44(0) 1937 580211, www.Kapitex.com
1 Sandbeck Way, Wetherby, West Yorkshire LS22 7GH England

للمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع

SPEECH PATHOLOGY ASSOCIATES, LLC

P.O. Box 2289

SOUTH PORTLAND, MAINE 04116

هاتف رقم: 207-741-2443

فاكس رقم: 207-799-2289

www.chewytubes.com



تشوي تيوبس

Chewy Tubes™

أداة حركية مبتكرة

تستخدم عن طريق الفم
لتطوير مهارات العض والمضغ

من يمكنه استخدام تشوي تيوبس™؟

يمكن استخدام تشوي تيوبس™ من قبل الصغار والكبار كأداة آمنة وفعالة للتمرين على مهارات العض والمضغ. وقد يختار المعالجون تشوي تيوبس™ لمعالجة الأفراد ممن يكتسبون المهارات الحركية الأولية للفكين، أو لمعالجة هؤلاء ممن يحتاجون إلى إعادة تأهيل الفكين بعد الخضوع لجراحة أو التعرض لصدمة أو أزمة قلبية. ويمكن للصغار الذين يحتاجون إلى مساعدة ذاتية التحفيز لتطوير حركة الفكين ممارسة المضغ والعض على قطعة تشوي تيوبس™. وقد وجدنا أن الأطفال بداية من عمر ١٠ أشهر يستمتعون بممارسة العض والمضغ على قطع تشوي تيوبس™.

لا ينصح باستخدام تشوي تيوبس™
من قبل الأطفال أقل من ٩ أشهر.



كيف يتم استخدام تشوي تيوبس™؟

تُستخدم قطع تشوي تيوبس™ كأداة مرنة ولينة للعض عليها بمواضع نتوء الأسنان/نتوء الضروس بالطريقة التالية:

- ١ أدخل قطعة تشوي تيوبس™ بشكل جانبي إلى الفم.
- ٢ تحسس جذع قطعة تشوي تيوبس™ بالسطح القاطع للضروس بالنسبة للكبار أو بنتوء اللثة فوق الضروس عند الأطفال الرضع.
- ٣ ساعد على استقرار حركة الفك وقم بتقديم مدخل حسي للفكين من خلال ممارسة العض على قطعة تشوي تيوبس™.

يجب استخدام تشوي تيوبس™ دائماً تحت الإشراف. يستحسن إجراء تقييم للفكين قبل ممارسة العض على تشوي تيوبس™. يجب على المرضى اتباع توصيات ونصائح معالجيهم أو مقدمي الرعاية لهم حول استخدام تشوي تيوبس™.

لطالما استمتع مستخدمو تشوي تيوبس™ من الصغار والكبار بممارسة المضغ والعض على هذا الجهاز، إما على سبيل المتعة أو العلاج.



توفر تشوي تيوبس™
سطحاً ناعماً ومرناً
لتطوير مهارات
العض والمضغ.

للحصول على برنامج كامل لتنمية مهارات
العض والمضغ يرجى الاطلاع على
«برنامج إعادة تأهيل الفكين».

