

Co to są rurki Chewy Tubes?

Chewy Tubes™ to innowacyjne przyrządy oralno-motoryczne o wytrzymałej, odpornej na kruszenie, sprężystej powierzchni, przeznaczone do ćwiczenia umiejętności gryzienia i żucia.

Chewy Tubes™ powstały jako jedno z narzędzi terapeutycznych wykorzystywanych w ramach nowego **PROGRAMU REHABILITACJI SZCZĘKI**, opatentowanej metody opracowanej przez Speech Pathology Associates, LLC w celu rozwijania motoryki szczęki w zakresie gryzienia i żucia.

Chewy Tubes™ mają bezpieczną, nietoksyczną powierzchnię idealną do zastosowania podczas rozwijania umiejętności gryzienia i żucia. Rurki są wykonane z materiału niezawierającego lateksu, ołowiu, polichlorku winylu ani ftalanu.

Chewy Tubes™ są dostępne w 2 atrakcyjnych kolorach. Rurki w kolorze cytrynowym mają nieco mniejszy obwód gryzaka niż rurki w kolorze czerwonym. Kolory rurek **Chewy Tubes™** zostały zatwierdzone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (ang. FDA).

Użytkowanie/Czyszczenie

Chewy Tubes™ Przed każdym zastosowaniem rurki **Chewy Tubes™** należy ją dokładnie obejrzyć. W razie pojawienia się widocznych śladów użytkowania zaleca się wymianę rurki na nową. Do czyszczenia **Chewy Tubes™** czyści się delikatnym mydłem i wodą.

Autoryzowany przedstawiciel

Kapitex Healthcare Ltd., Tel +44(0) 1937 580211, www.Kapitex.com
1 Sandbeck Way, Wetherby, West Yorkshire LS22 7GH England

Szczegółowych informacji udziela

SPEECH PATHOLOGY ASSOCIATES, LLC
P.O. Box 2289

SOUTH PORTLAND, MAINE 04116

TEL 207-741-2443

FAX 207-799-2289

www.chewytubes.com



Rurki Chewy Tubes

INNOWACYJNY

przyrząd oralno-motoryczny

**DO ROZWIJANIA UMIEJĘTNOŚCI
GRYZIENIA I ŻUCIA**



Kto może korzystać z rurek?

Chewy Tubes™ są bezpiecznym przyrządem do ćwiczenia umiejętności gryzienia i żucia przeznaczonym dla dzieci i dorosłych. Terapeuci mogą stosować rurki **Chewy Tubes™** w pracy z pacjentami rozwijającymi pierwsze umiejętności gryzienia i żucia lub podczas rehabilitacji szczęki po zabiegach chirurgicznych, urazach lub udarach. **Chewy Tubes™** mogą być również używane przez dzieci odczuwające wzmożoną potrzebę gryzienia. Rurki **Chewy Tubes™** doskonale sprawdzają się jako gryzak dla dzieci, które ukończyły 10 miesiąc życia.



Nie zaleca się stosowania rurek Chewy Tubes™ przed 9 miesiącem życia dziecka.

Jak używać rurek?

Chewy Tubes™ to przyjemne w dotyku gryzaki, które wkłada się pomiędzy dziąsła w okolicy zębów trzonowych w następujący sposób:

- ❶ Umieścić jedną rurkę **Chewy Tubes™** w kącie ust.
- ❷ Dotknij powierzchni zęba trzonowego/dziąsła końcówką rurki **Chewy Tubes™**.
- ❸ Utrzymując szczękę w stabilnej pozycji, doprowadź do zagryzienia rurki **Chewy Tubes™**.

Rurki **Chewy Tubes™** należy zawsze stosować pod nadzorem. Przed zastosowaniem gryzaka zaleca się zbadanie szczęki. Pacjenci powinni stosować się do instrukcji terapeuty lub opiekuna.



Terapia poprzez gryzienie Chewy Tubes™ dostarcza przyjemnych wrażeń czuciowych bez względu na rozmiar szczęki.

Wykonane z gładkiego i odpornego materiału Chewy Tubes™ rozwijają umiejętności gryzienia i żucia.



Pełne informacje na temat rozwijania umiejętności gryzienia i żucia znajdują się w PROGRAMIE REHABILITACJI SZCZĘKI.